



MASCARILLA DESECHABLE MEDICA
QUIRURGICA



Technical Specification

NOMBRE

Mascarilla Desechable Medica Quirurgica

ESPECIFICACION

Orejera Plana 17.5 cm*9.5 cm

CERTIFICACION

CE & FDA
ESTANDAR EN 14683:2019 TIPO IIR & YY 0469-2011

INSTRUCCIONES

Coloque la máscara en la mitad inferior de la cara y la cuerda para colgar la oreja hacia afuera. Presione el puente de la nariz para asegurar un ajuste completo. Tire del extremo inferior de la mascarilla hacia abajo para cubrir la mandíbula inferior. Enganche la cuerda de la oreja en la parte posterior de la oreja. La máscara cubre completamente la mitad inferior de la cara y obtiene el área máxima de protección.

ALCANCE

Es adecuado para el cuidado de la salud del usuario en el Entorno médico general.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Este producto está compuesto por tres materiales: tela no tejida, tira nasal y banda elástica. La correa para la oreja está hecha de una banda elástica, que está hecha de tela no tejida con una banda elástica en el interior. El material de la tira de la nariz es una tira de metal, que está cubierta con un material de alambre de hierro galvanizado fino.

MATERIAL

3 CAPAS	
Capa Interna	Tela no tejida
Capa Media	Polipropileno ultrafino Fibra fundida - Tela soplada
Capa Exterior	Tejido no tejido o ultrafino Polipropileno Melt - Tela soplada

