



GUANTES

Guantes de Nitrilo para Examinación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Guantes de Nitrilo para Examinación	Guantes sin polvo de nitrilo azul destinados a realizar exámenes médicos, procedimientos de diagnóstico y terapéuticos para proteger al paciente y al usuario de la contaminación cruzada o la infección.
MATERIAL	
Nitrilo (butadieno acrilonitrilo carboxilado)	
VALOR NOMINAL	ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Longitud (mm): Mínimo 240 mm Espesor (mm): Puño: 0.06-0.09/, Palma: 0.07-10 Dedo: 0.09-.16	Este producto no contiene látex de caucho natural. Los componentes utilizados en la fabricación de guantes pueden provocar una reacción alérgica a este producto, suspenda su uso y consulte con un médico.
EMPAQUE	COLOR
100 unidades / caja	Azul
TALLA	INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
S L M XL	Evite almacenar a temperaturas superiores a 40 ° C (104 ° F). Proteja los guantes de la luz solar directa, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono. Almacenar en un área fresca, seca y ventilada.
DISEÑO	
Ambidiestro, no estéril, sin polvo, de un solo uso.	

